

## SUPRENE® 熱塑性橡膠管



SUPRENE® TPR擁有極佳的彈性疲乏抗性及抗拉性，FDA材質適用於各種清潔應用且可用滅菌釜殺菌確保無菌性。

黑色SUPRENE®針對UV光線、臭氧、化學成份及液體有更好的抗性，可以用在管材外層可能會接觸油性物質的應用，也可用於戶外使用。



### 主要特色

- 設備應用
- 化工業
- 化妝品業
- 食品&飲料業
- 墨水傳輸
- 噴漆系統
- 蠕動幫浦
- 感光化學
- 藥品傳送

### Physical Properties

	Natural FDA 64A	Natural FDA 80A	Black Ind. 64A
硬度, shore ±5	64	80	64
最低操作溫度 °F	-60	-60	-60
最大操作溫度 °F	275	275	275

### 規格

編號	內徑in.	管壁厚in.	外徑 in.	標準包裝長度(ft)	硬度(±5)	顏色
4600246	.125(1/8)	.063(1/16)	.250(1/4)	50	64A	Natural
4600414	.188(3/16)	.063(1/16)	.313(5/16)	50	64A	Natural
4600582	.250(1/4)	.063(1/16)	.375(3/8)	50	64A	Natural
4600638	.250(1/4)	.125(1/8)	.500(1/2)	50	64A	Natural
4600694	.313(5/16)	.063(1/16)	.438(7/16)	50	64A	Natural
4600862	.375(3/8)	.063(1/16)	.500(1/2)	50	64A	Natural
4600974	.375(3/8)	.125(1/8)	.625(5/8)	50	64A	Natural
4601198	.500(1/2)	.063(1/16)	.625(5/8)	50	64A	Natural
4601310	.500(1/2)	.125(1/8)	.750(3/4)	50	64A	Natural
4601646	.625(5/8)	.125(1/8)	.875(7/8)	50	64A	Natural
4601926	.750(3/4)	.125(1/8)	1	50	64A	Natural

台灣莎多利斯有限公司 Sartonets Taiwan Ltd.



sartorius stedim  
biotech

台北總公司：新北市汐止區新台五路一段77號15樓之4

電話：02-26988188 傳真：02-26988158

Web: [www.sartorius-stedim.com.tw](http://www.sartorius-stedim.com.tw)

免費付費電話: 0800-286855

Email: [info@sartorius-stedim.com.tw](mailto:info@sartorius-stedim.com.tw)